




Tecnología Dental

CATÁLOGO

EDICIÓN 2018/19



- Si busca confianza, seguridad, ventajas económicas, rapidez y eficacia en la elección de un buen producto, adaptado a las normativas de calidad y sanidad vigentes y controlado, H&E Tecnología Dental se lo ofrece.
- Le garantiza además gran calidad, tecnología de vanguardia y un servicio profesional adecuado.
- Y para que cuente usted con la información precisa que le permita comprobar que esto es cierto, H&E Tecnología Dental le facilita una información personalizada con la que logrará, sin duda, elegir el producto más adecuado a sus deseos.

H&E Tecnología Dental S.L.

Oficinas centrales

Av. Principal de Añaza, 51 1º A – 38111 S/C de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
Teléfono: 922 083 637

Delegación Barcelona

C/ De la Unió, 39 Entresuelo 2-A – 08330 Premià de Mar (Barcelona)
Teléfono: 930 134 734

e-mail: info@hetecden.es - web: www.hetecden.com

Todas las marcas referidas en este catálogo pertenecen a la propiedad intelectual de las mismas.

Edición: 2018

CONEXIÓN EXTERNA

Compatible con Nobel Biocare® Branemark® 3i® Microdent Universal®	4
Compatible con BTI®	6
Compatible con Microdent System®	7
Compatible con Phibo®	8
Compatible con Bio-Horizons®	9
Compatible con Sweden&Martina®	9

CONEXIÓN EXTERNA HEXÁGONO ALTO

Compatible con Klockner System® Osteoplus Argentum®	10
---	----

CONEXIÓN CÓNICA

Compatible con Nobel Biocare® Branemark® Sistema Multiunit®	11
---	----

CONEXIÓN INTERNA

Compatible con Straumann® Oktagon®	12
Compatible con Bone Level® Straumann® Oktagon®	14
Compatible con Nobel Replace Select® Implant Direct Replús®	15
Implant Direct Replant® Southern Implants®	
Compatible con Nobel Active®	16
Compatible con 3i® Certain®	18
Compatible con Astra®	19
Compatible con Zimmer® Mis® Alpha Bio®	20
Compatible con BTI®	22
Compatible con Sweden&Martina®	22

INTERFASES

Compatible con Nobel Biocare® Branemark® 3i® Phibo® Straumann®	23
Replace Select® Certain® Astra® Zimmer® Mis®	

ARANDELA ORO®

Sistema fijación de tornillos	24
-------------------------------	----

DUALOCK SYSTEM®

Sistema fijación de prótesis	25
------------------------------	----

BALL HEAD SYSTEM®

Sistema corrección de angulaciones	29
------------------------------------	----

ACCESORIOS

Destornilladores	32
Llave Dinamométrica	33
Accesorios	34

GRINDING WHEELS (MOTYL®)

Discos abrasivos	35
------------------	----

COMPATIBLE CON

Nobel Biocare®, Branemark®, Avinent®, Dio®, Alpha bio®, Sweden&Martina®, Microdent Universal®, 3i®, Phibo®, Eckerman®, Mozograu®, Osseotite®, Oex®, Lifecore®, Biolok®, TBR®, BTI®

ANÁLOGO



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B01	Análogo	3,5	Natural
HE-B02	Análogo	4,1	Natural
HE-B03	Análogo Hex. 2,7	5	Natural
HE-B04	Análogo Hex. 3,4	5	Natural
HE-B05	Análogo (Micromini®)	3,25	Natural

TORNILLO



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B10	Tornillo M1,6 - Unigrip	3,5	Natural
HE-B10/G	Tornillo M1,6 - Unigrip	3,5	GoldGrip
HE-B10/H	Tornillo M1,6 - Unigrip	3,5	Hard Anonized
HE-B11	Tornillo M2 - 1,20	4,1/5,1	Natural
HE-B11/G	Tornillo M2 - 1,20	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B11/H	Tornillo M2 - 1,20	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B12	Tornillo M2 - 1,20 Top thread	4,1/5,1	Natural
HE-B12/G	Tornillo M2 - 1,20 Top thread	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B12/H	Tornillo M2 - 1,20 Top thread	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B13	Tornillo M2 - 1,20 Short head	4,1/5,1	Natural
HE-B13/G	Tornillo M2 - 1,20 Short head	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B13/H	Tornillo M2 - 1,20 Short head	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B14	Tornillo M2 - 1,25	4,1/5,1	Natural
HE-B14/G	Tornillo M2 - 1,25	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B14/H	Tornillo M2 - 1,25	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B15	Tornillo M2 - 1,25 Top thread	4,1/5,1	Natural
HE-B15/G	Tornillo M2 - 1,25 Top thread	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B15/H	Tornillo M2 - 1,25 Top thread	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B16	Tornillo M2 - 1,25 Short head	4,1/5,1	Natural
HE-B16/G	Tornillo M2 - 1,25 Short head	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B16/H	Tornillo M2 - 1,25 Short head	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B17	Tornillo M2 - 1,30 Cabeza cuadrada (Micromini®)	3,25/4,1/5,1	Natural
HE-B17/G	Tornillo M2 - 1,30 Cabeza cuadrada (Micromini®)	3,25/4,1/5,1	GoldGrip
HE-B17/H	Tornillo M2 - 1,30 Cabeza cuadrada (Micromini®)	3,25/4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B18	Tornillo M2 Unigrip	4,1/5,1	Natural
HE-B18/G	Tornillo M2 Unigrip	4,1/5,1	GoldGrip
HE-B18/H	Tornillo M2 Unigrip	4,1/5,1	Hard Anonized
HE-B19	Tornillo M2,5 - 1,20	5,1	Natural
HE-B19/G	Tornillo M2,5 - 1,20	5,1	GoldGrip
HE-B19/H	Tornillo M2,5 - 1,20	5,1	Hard Anonized

conexión externa

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B30/3,25	Calcinable rotativo (Micromini®)	3,25	Natural
HE-B31/3,25	Calcinable antirrotativo (Micromini®)	3,25	Natural
HE-B30/3,3	Calcinable rotativo	3,3	Natural
HE-B31/3,3	Calcinable antirrotativo	3,3	Natural
HE-B30/3,5	Calcinable rotativo	3,5	Natural
HE-B31/3,5	Calcinable antirrotativo	3,5	Natural
HE-B32	Calcinable rotativo	4,1	Natural
HE-B33	Calcinable antirrotativo	4,1	Natural
HE-B34	Calcinable rotativo (3i®)	4,1	Natural
HE-B35	Calcinable antirrotativo (3i®)	4,1	Natural
HE-B36	Calcinable rotativo Hex. 2,7	5,1	Natural
HE-B37	Calcinable antirrotativo Hex. 2,7	5,1	Natural
HE-B38	Calcinable rotativo Hex. 3,4	5,1	Natural
HE-B39	Calcinable antirrotativo Hex. 3,4	5,1	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B40	Pilar recto antirrotativo	4,1	Natural
HE-B41	Pilar recto rotativo	4,1	Natural
HE-B42	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	4,1	Natural
HE-B43	Pilar sobrecolable CrCo rotativo	4,1	Natural
HE-B44	Pilar angulado 15°	4,1	Natural
HE-B45	Pilar angulado 25°	4,1	Natural
HE-B46	Pilar provisional antirrotativo	4,1	Natural
HE-B46/P	Pilar provisional antirrotativo	4,1	PEEK
HE-B47	Pilar provisional rotativo	4,1	Natural
HE-B47/P	Pilar provisional rotativo	4,1	PEEK
HE-B48	Pilar recto antirrotativo	4,1	Anonizado Amarillo



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B60	Transfer Cubeta Cerrada+Tornillo	4,1	Anonizado Amarillo
HE-B61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,1	Anonizado Amarillo



TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B70	Tapón cicatrización 2 mm - 1,25	4,1	Natural
HE-B71	Tapón cicatrización 3 mm - 1,25	4,1	Natural
HE-B72	Tapón cicatrización 4 mm - 1,25	4,1	Natural
HE-B73	Tapón cicatrización 5 mm - 1,25	4,1	Natural
HE-B74	Tapón cicatrización 2 mm - 1,20	4,1	Natural
HE-B75	Tapón cicatrización 3 mm - 1,20	4,1	Natural
HE-B76	Tapón cicatrización 4 mm - 1,20	4,1	Natural
HE-B77	Tapón cicatrización 5 mm - 1,20	4,1	Natural



COMPATIBLE CON

BTI®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BX01	Análogo (Tiny®)	3,5	Natural
HE-B02	Análogo	4,1	Natural

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BX10	Tornillo M2 - 1,20 (Tiny®)	3,5	Natural
HE-BX10/G	Tornillo M2 - 1,20 (Tiny®)	3,5	GoldGrip
HE-BX10/H	Tornillo M2 - 1,20 (Tiny®)	3,5	Hard Anonized
HE-B11	Tornillo M2 - 1,20	4,1	Natural
HE-B11/G	Tornillo M2 - 1,20	4,1/5,2	GoldGrip
HE-B11/H	Tornillo M2 - 1,20	4,1/5,2	Hard Anonized

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BX30	Calcinable rotativo (Tiny®)	3,5	Natural
HE-BX31	Calcinable antirrotativo (Tiny®)	3,5	Natural
HE-B32	Calcinable rotativo	4,1	Natural
HE-B33	Calcinable antirrotativo	4,1	Natural

PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B40	Pilar recto antirrotativo	4,1	Natural
HE-B41	Pilar recto rotativo	4,1	Natural
HE-B42	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	4,1	Natural
HE-B43	Pilar sobrecolable CrCo rotativo	4,1	Natural
HE-B44	Pilar angulado 15°	4,1	Natural
HE-B45	Pilar angulado 25°	4,1	Natural
HE-B46	Pilar provisional antirrotativo	4,1	Natural
HE-B46/P	Pilar provisional antirrotativo	4,1	PEEK
HE-B47	Pilar provisional rotativo	4,1	Natural
HE-B47/P	Pilar provisional rotativo	4,1	PEEK
HE-B48	Pilar recto antirrotativo	4,1	Anonizado Amarillo

COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B60	Transfer Cubeta Cerrada+Tornillo	4,1	Anonizado Amarillo
HE-B61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,1	Anonizado Amarillo

conexión externa

TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-B74	Tapón cicatrización 2 mm - 1,20	4,1	Natural
HE-B75	Tapón cicatrización 3 mm - 1,20	4,1	Natural
HE-B76	Tapón cicatrización 4 mm - 1,20	4,1	Natural
HE-B77	Tapón cicatrización 5 mm - 1,20	4,1	Natural



COMPATIBLE CON

Microdent System®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-MS01	Análogo	3,5	Natural
HE-MS02	Análogo	4,2	Natural
HE-MS03	Análogo	5,1	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-MS10	Tornillo M1,8 - 1,75	3,5	Natural
HE-MS11	Tornillo M2 - 1,75	4,2/5,1	Natural
HE-MS11/G	Tornillo M2 - 1,75	4,2/5,1	GoldGrip
HE-MS11/H	Tornillo M2 - 1,75	4,2/5,1	Hard Anonized



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-MS30	Calcinable rotativo	3,5	Natural
HE-MS31	Calcinable antirrotativo	3,5	Natural
HE-MS32	Calcinable rotativo	4,2	Natural
HE-MS33	Calcinable antirrotativo	4,2	Natural
HE-MS34	Calcinable rotativo	5,1	Natural
HE-MS35	Calcinable antirrotativo	5,1	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-MS40	Pilar recto antirrotativo	4,2	Natural
HE-MS42	Pilar Multi-Unit (1,5 mm.)	4,2	Natural

COMPATIBLE CON

Phibo®



ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-PH01	Análogo	3,3	Natural
HE-B02	Análogo	4,1	Natural
HE-MS03	Análogo	5,1	Natural

TORNILLO



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-PH10	Tornillo M1,8 - 1,25	3,3	Natural
HE-PH10/G	Tornillo M1,8 - 1,25	3,3	GoldGrip
HE-PH10/H	Tornillo M1,8 - 1,25	3,3	Hard Anonized
HE-B15	Tornillo M2 - 1,25	4,1/5,1	Natural

CALCINABLE



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-PH30	Calcinable rotativo	3,3	Natural
HE-PH31	Calcinable antirrotativo	3,3	Natural
HE-B32	Calcinable rotativo	4,1	Natural
HE-B33	Calcinable antirrotativo	4,1	Natural
HE-MS34	Calcinable rotativo	5,1	Natural
HE-MS35	Calcinable antirrotativo	5,1	Natural

COPING IMPRESIÓN



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-PH61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	3,3	Natural
HE-B61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,1	Anonizado Amarillo

conexión externa

COMPATIBLE CON

Bio-Horizons®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BH01	Análogo	3,5	Anonizado Amarillo

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BH10	Tornillo M1,8 - 1,27	3,5	Anonizado Amarillo

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BH30	Calcinable rotativo	3,5	Natural
HE-BH31	Calcinable antirrotativo	3,5	Natural



COMPATIBLE CON

Sweden&Martina®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SM01	Análogo	3,3	Anonizado Azul
HE-B02	Análogo	4,1	Natural
HE-B03	Análogo Hex. 2,7	5,1	Natural

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SM10	Tornillo M1,8	3,3	Anonizado Azul
HE-B11	Tornillo M2	4,1/5,1	Natural

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SM30	Calcinable rotativo	3,3	Natural (PMMA)
HE-SM31	Calcinable antirrotativo	3,3	Natural (PMMA)
HE-B32	Calcinable rotativo	4,1	Natural
HE-B33	Calcinable antirrotativo	4,1	Natural
HE-B36	Calcinable rotativo Hex. 2,7	5,1	Natural
HE-B37	Calcinable antirrotativo Hex. 2,7	5,1	Natural



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SM61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	3,3	Anonizado Azul
HE-B61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,1	Anonizado Amarillo



conexión externa hexágono alto

COMPATIBLE CON

Klockner System®, Osteoplus Argentum®




ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-K01	Análogo	4,2	Natural
HE-K02	Análogo roscado	4,2	Natural
HE-K03	Análogo	5,5	Natural
HE-K04	Análogo roscado	5,5	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-K10	Tornillo M1,8 - 1,70	4,2 / 5,5	Natural
HE-K10/G	Tornillo M1,8 - 1,70	4,2 / 5,5	GoldGrip
HE-K10/H	Tornillo M1,8 - 1,70	4,2 / 5,5	Hard Anonized
HE-K11	Tornillo cruz M1,8	4,2 / 5,5	Natural
HE-K11/G	Tornillo cruz M1,8	4,2 / 5,5	GoldGrip
HE-K11/H	Tornillo cruz M1,8	4,2 / 5,5	Hard Anonized
HE-K12	Tornillo cruz M1,8 (largo)	4,2 / 5,5	Natural
HE-K12/G	Tornillo cruz M1,8 (largo)	4,2 / 5,5	GoldGrip
HE-K12/H	Tornillo cruz M1,8 (largo)	4,2 / 5,5	Hard Anonized



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-K30	Calcinable rotativo	4,2	Natural
HE-K31	Calcinable antirrotativo	4,2	Natural
HE-K32	Calcinable rotativo	5,5	Natural
HE-K33	Calcinable antirrotativo	5,5	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-K40	Pilar recto antirrotativo	4,2	Natural
HE-K41	Pilar recto rotativo	4,2	Natural



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-K60	Transfer Cubeta Cerrada+Tornillo	4,2	Natural
HE-K62	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo (20 mm)	4,2	Natural



TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-K70	Tapón cicatrización 3,5 mm	4,2	Natural
HE-K71	Tapón cicatrización 4,5 mm	4,2	Natural
HE-K72	Capuchón bola	4,2	Natural
HE-K73	Tapón protector	4,2	Natural

COMPATIBLE CON

Nobel Biocare®, Branemark®, Sistema Multiunit®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-M01	Análogo	4,8	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-M10	Tornillo M1,4 - Unigrip	4,8	Natural
HE-M10/G	Tornillo M1,4	4,8	GoldGrip
HE-M10/H	Tornillo M1,4	4,8	Hard Anonized
HE-M11	Tornillo M1,4 - Hex. 1,20	4,8	Natural



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-M30	Calcinable rotativo	4,8	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-M40	Pilar Multi-Unit 1mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M40/Z	Pilar Multi-Unit Zigomático 1mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M41	Pilar Multi-Unit 2mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M41/Z	Pilar Multi-Unit Zigomático 2mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M42	Pilar Multi-Unit 3mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M42/Z	Pilar Multi-Unit Zigomático 3mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M43	Pilar Multi-Unit 4mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M43/Z	Pilar Multi-Unit Zigomático 4mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M44	Pilar Multi-Unit 5mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M44/Z	Pilar Multi-Unit Zigomático 5mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M45	Pilar Multi-Unit 7mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M45/Z	Pilar Multi-Unit Zigomático 7mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M46	Pilar angulado 17° - 2mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M47	Pilar angulado 17° - 3mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M48	Pilar angulado 30° - 3mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M49	Pilar angulado 30° - 4mm+Tornillo	4,1-4,8	Natural
HE-M50	Pilar provisional	4,1-4,8	Natural
HE-M50/P	Pilar provisional	4,1-4,8	PEEK
HE-M51	Pilar sobrecolable CrCo	4,1-4,8	Natural



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-M60	Transfer Cubeta Cerrada	4,8	Natural
HE-M61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,8	Natural



TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-M70	Tapón protector	4,8	Natural
HE-M71	Tapón protector	4,8	Titanio



COMPATIBLE CON

Straumann® Oktagon®



ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-S01	Análogo RN	4,8	Natural
HE-S02	Análogo WN	6,5	Natural
HE-S03	Análogo Octa (Macizo con Octa)	4,8	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-S10	Tornillo M2 (sobre Octa)	4,8 / 6,5	Natural
HE-S10/G	Tornillo M2 (sobre Octa)	4,8 / 6,5	GoldGrip
HE-S10/H	Tornillo M2 (sobre Octa)	4,8 / 6,5	Hard Anonized
HE-S11	Tornillo M2 largo (Directo Implante)	4,8 / 6,5	Natural
HE-S11/G	Tornillo M2 largo (Directo Implante)	4,8 / 6,5	GoldGrip
HE-S11/H	Tornillo M2 largo (Directo Implante)	4,8 / 6,5	Hard Anonized
HE-S12	Tornillo M2 Basal	4,8 / 6,5	Natural
HE-S12/G	Tornillo M2 Basal	4,8 / 6,5	GoldGrip
HE-S12/H	Tornillo M2 Basal	4,8 / 6,5	Hard Anonized



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-S30	Calcinable rotativo	4,8	Natural
HE-S31	Calcinable antirrotativo	4,8	Natural
HE-S32	Calcinable rot. Directo Implante RN	4,8	Natural
HE-S32/F	Calcinable rot. Form (Directo Implante)	4,8	Natural
HE-S33	Calcinable ant. Directo Implante RN	4,8	Natural
HE-S33/F	Calcinable ant. Form (Directo Implante)	4,8	Natural
HE-S34	Calcinable rot. Directo Implante WN	6,5	Natural
HE-S35	Calcinable ant. Directo Implante WN	6,5	Natural
HE-S36	Calcinable chimenea Torx 6	4,8	Natural
HE-S37	Hombro pequeño	4,8	Natural
HE-S38	Hombro mediano	4,8	Natural
HE-S39	Hombro grande	4,8	Natural



conexión interna

PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-S40	Pilar synOcta®RN	4,8	Natural
HE-S41	Pilar synOcta®RN cementación	4,8	Matizado
HE-S42	Pilar synOcta®WN cementación	6,5	Matizado
HE-S43	Pilar macizo WN Ø4,25 cementación	6,5	Matizado
HE-S44	Pilar macizo RN Ø3,5 cementación	4,8	Matizado
HE-S45	Pilar provisional rotativo synOcta®	4,8	Natural
HE-S45/P	Pilar provisional rotativo	4,8	PEEK
HE-S46	Pilar Angulado 15° Posición A	4,8	Natural
HE-S47	Pilar Angulado 15° Posición B	4,8	Natural
HE-S48	Pilar Angulado 20° Posición A	4,8	Natural
HE-S49	Pilar Angulado 20° Posición B	4,8	Natural
HE-S50	Pilar Octa® RN	4,8	Natural
HE-S51	Pilar provisional antirrotativo (Dto. implante)	4,8	Natural
HE-S52	Pilar provisional rotativo (Dto. implante)	4,8	Natural
HE-S53	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	4,8	Natural
HE-S54	Pilar sobrecolable CrCo rotativo	4,8	Natural



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-S60	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,8	Anonizado Magenta



TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-S70	Tapón cicatrización 0,0 mm	4,8	Natural
HE-S71	Tapón cicatrización 1,5 mm	4,8	Natural
HE-S72	Tapón cicatrización 2,0 mm	4,8	Natural
HE-S73	Tapón cicatrización 3,0 mm	4,8	Natural
HE-S74	Tapón cicatrización 4,5mm	4,8	Natural



COMPATIBLE CON

Straumann®, Bone Level® Oktagon®



ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BL01	Análogo NC	3,3	Natural
HE-BL02	Análogo RC	4,1 / 4,8	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BL10	Tornillo M1,6 NC	3,3	Anonizado Amarillo
HE-BL10/G	Tornillo M1,6 NC	3,3	GoldGrip
HE-BL10/H	Tornillo M1,6 NC	3,3	Hard Anonized
HE-BL11	Tornillo M1,6 RC	4,1 / 4,8	Anonizado Magenta
HE-BL11/G	Tornillo M1,6 RC	4,1 / 4,8	GoldGrip
HE-BL11/H	Tornillo M1,6 RC	4,1 / 4,8	Hard Anonized
HE-BL12	Tornillo Multi-Base M1,4	4,5	Natural
HE-BL1/G	Tornillo Multi-Base M1,4	4,5	GoldGrip
HE-BL12/H	Tornillo Multi-Base M1,4	4,5	Hard Anonized

CALCINABLE



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BL30	Calcinable rotativo NC	3,3	Natural
HE-BL31	Calcinable antirrotativo NC	3,3	Natural
HE-BL32	Calcinable rotativo RC	4,1 / 4,8	Natural
HE-BL33	Calcinable antirrotativo RC	4,1 / 4,8	Natural
HE-BL34	Calcinable rotatorio Multibase	4,5	Natural

PILAR



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BL40	Pilar recto antirrotativo NC	3,3	Natural
HE-BL41	Pilar recto rotativo NC	3,3	Natural
HE-BL42	Pilar recto rotativo RC	4,1 / 4,8	Natural
HE-BL43	Pilar Variobase RC	4,1 / 4,8	Natural
HE-BL44	Pilar provisional antirrotativo NC	3,3	Natural
HE-BL45	Pilar provisional rotativo NC	3,3	Natural
HE-BL46	Pilar provisional antirrotativo RC	4,1 / 4,8	Natural
HE-BL47	Pilar provisional rotativo RC	4,1 / 4,8	Natural
HE-BL48	Pilar Multibase - 1 mm	4,5	Natural
HE-BL49	Pilar Multibase - 2,5 mm	4,5	Natural
HE-BL50	Pilar provisional Multibase	4,5	Natural
HE-BL50/P	Pilar provisional Multibase	4,5	PEEK

COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BL60	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo NC	3,3	Anonizado Amarillo
HE-BL61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo RC	4,1 / 4,8	Anonizado Magenta

conexión interna

COMPATIBLE CON

Nobel Replace Select®, Implant Direct Replús®, Implant Direct Replant®, Southern Implants®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R01	Análogo NP	3,5	Anonizado lila
HE-R02	Análogo RP	4,3	Anonizado amarillo
HE-R03	Análogo WP	5,0	Anonizado azul




TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R10	Tornillo M1,8 - NP	3,5	Natural
HE-R10/G	Tornillo M1,8 - NP	3,5	GoldGrip
HE-R10/H	Tornillo M1,8 - NP	3,5	Hard Anonized
HE-R11	Tornillo M2 - RP / WP	4,3 / 5,0	Natural
HE-R11/G	Tornillo M2 - RP / WP	4,3 / 5,0	GoldGrip
HE-R11/H	Tornillo M2 - RP / WP	4,3 / 5,0	Hard Anonized



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R30	Calcinable rotativo NP	3,5	Natural
HE-R31	Calcinable antirrotativo NP	3,5	Natural
HE-R32	Calcinable rotativo RP	4,3	Natural
HE-R33	Calcinable antirrotativo RP	4,3	Natural
HE-R34	Calcinable rotativo WP	5,0	Natural
HE-R35	Calcinable antirrotativo WP	5,0	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R40	Pilar recto antirrotativo NP	3,5	Natural
HE-R41	Pilar recto antirrotativo RP	4,3	Natural
HE-R42	Pilar recto antirrotativo WP	5,0	Natural
HE-R43	Pilar Multi-Unit angulado 17° 2 mm RP	4,3	Natural
HE-R44	Pilar Multi-Unit angulado 17° 3 mm RP	4,3	Natural
HE-R45	Pilar Multi-Unit angulado 30° 3 mm RP	4,3	Natural
HE-R46	Pilar Multi-Unit angulado 30° 4 mm RP	4,3	Natural
HE-R47	Pilar provisional antirrotativo NP	3,5	Anonizado lila
HE-R48	Pilar provisional rotativo NP	3,5	Anonizado lila
HE-R49	Pilar provisional antirrotativo RP	4,3	Anonizado amarillo
HE-R50	Pilar provisional rotativo RP	4,3	Anonizado amarillo
HE-R50/P	Pilar provisional rotativo RP	4,3	PEEK
HE-R51	Pilar provisional antirrotativo WP	5,0	Anonizado azul
HE-R52	Pilar provisional rotativo WP	5,0	Anonizado azul
HE-R53	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo RP	4,3	Natural
HE-R54/NP	Pilar Multi-unit 1 mm + Tornillo NP	3,5	Natural



conexión interna

PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R55/NP	Pilar Multi-unit 2 mm + Tornillo NP	3,5	Natural
HE-R56/NP	Pilar Multi-unit 3 mm + Tornillo NP	3,5	Natural
HE-R57/NP	Pilar Multi-unit 4 mm + Tornillo NP	3,5	Natural
HE-R58/NP	Pilar Multi-unit 5 mm + Tornillo NP	3,5	Natural
HE-R54/RP	Pilar Multi-unit 1 mm + Tornillo RP	4,3	Natural
HE-R55/RP	Pilar Multi-unit 2 mm + Tornillo RP	4,3	Natural
HE-R56/RP	Pilar Multi-unit 3 mm + Tornillo RP	4,3	Natural
HE-R57/RP	Pilar Multi-unit 4 mm + Tornillo RP	4,3	Natural
HE-R58/RP	Pilar Multi-unit 5 mm + Tornillo RP	4,3	Natural



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R60	Transfer Cubeta Abierta+tornillo	4,3	Anonizado amarillo

TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-R70	Tapón cic. NP 3,5-3,5 - 3mm	3,5	Natural
HE-R71	Tapón cic. NP 3,5-3,5 - 5mm	3,5	Natural
HE-R72	Tapón cic. NP 3,5-4,5 - 3mm	3,5	Natural
HE-R73	Tapón cic. NP 3,5-4,5 - 5mm	3,5	Natural
HE-R74	Tapón cic. RP 4,3-4,3 - 3mm	4,3	Natural
HE-R75	Tapón cic. RP 4,3-4,3 - 5mm	4,3	Natural
HE-R76	Tapón cic. RP 4,3-5,3 - 3mm	4,3	Natural
HE-R77	Tapón cic. RP 4,3-5,3 - 5mm	4,3	Natural
HE-R78	Tapón cic. RP 4,3-5,3 - 7mm	4,3	Natural
HE-R79	Tapón cic. WP 5,0-5,0 - 3 mm	5,0	Natural
HE-R80	Tapón cic. WP 5,0-5,0 - 5mm	5,0	Natural
HE-R81	Tapón cic. WP 5,0-6,0 - 3mm	5,0	Natural
HE-R82	Tapón cic. WP 5,0-6,0 - 5mm	5,0	Natural
HE-R83	Tapón cic. WP 5,0-6,0 - 7mm	5,0	Natural



COMPATIBLE CON

Nobel Active®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-NA01	Análogo	3,0	Natural
HE-NA02	Análogo NP	3,5	Anonizado Magenta
HE-NA03	Análogo RP	4,3	Anonizado Amarillo



conexión interna

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-NA10	Tornillo M1,4	3,0	Natural
HE-NA10/G	Tornillo M1,4	3,0	GoldGrip
HE-NA10/H	Tornillo M1,4	3,0	Hard Anonized
HE-NA11	Tornillo M1,6	3,5	Natural
HE-NA11/G	Tornillo M1,6	3,5	GoldGrip
HE-NA11/H	Tornillo M1,6	3,5	Hard Anonized
HE-NA12	Tornillo M2	4,3	Natural
HE-NA12/G	Tornillo M2	4,3	GoldGrip
HE-NA12/H	Tornillo M2	4,3	Hard Anonized



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-NA32	Calcinable rotativo NP	3,5	Natural
HE-NA33	Calcinable antirrotativo NP	3,5	Natural
HE-NA34	Calcinable rotativo RP	4,3	Natural
HE-NA35	Calcinable antirrotativo RP	4,3	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-NA40	Pilar recto antirrotativo	3,0	Natural
HE-NA41	Pilar recto rotativo	3,0	Natural
HE-NA42	Pilar recto antirrotativo NP	3,5	Natural
HE-NA43	Pilar recto rotativo NP	3,5	Natural
HE-NA44	Pilar recto antirrotativo RP	4,3	Natural
HE-NA45	Pilar recto rotativo RP	4,3	Natural
HE-NA46	Pilar provisional antirrotativo	3,0	Natural
HE-NA46/P	Pilar provisional antirrotativo	3,0	PEEK
HE-NA47	Pilar provisional rotativo	3,0	Natural
HE-NA47/P	Pilar provisional rotativo	3,0	PEEK
HE-NA48	Pilar provisional antirrotativo NP	3,5	Natural
HE-NA48/P	Pilar provisional antirrotativo NP	3,5	PEEK
HE-NA49	Pilar provisional rotativo NP	3,5	Natural
HE-NA49/P	Pilar provisional rotativo NP	3,5	PEEK
HE-NA50	Pilar provisional antirrotativo RP	4,3	Natural
HE-NA50/P	Pilar provisional antirrotativo RP	4,3	PEEK
HE-NA51	Pilar provisional rotativo RP	4,3	Natural
HE-NA51/P	Pilar provisional rotativo RP	4,3	PEEK



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-NA60	Transfer Cubeta Cerrada + Tornillo	3,5	Natural
HE-NA61	Transfer Cubeta Abierta + Tornillo	3,5	Natural
HE-NA62	Transfer Cubeta Cerrada + Tornillo	4,3	Natural
HE-NA63	Transfer Cubeta Abierta + Tornillo	4,3	Natural

TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-NA70	Tapón cic. NP 3mm	3,5	Anonizado Magenta
HE-NA71	Tapón cic. NP 5mm	3,5	Anonizado Magenta
HE-NA72	Tapón cic. RP 3mm	4,3	Anonizado Amarillo
HE-NA73	Tapón cic. RP 5mm	4,3	Anonizado Amarillo
HE-NA74	Tapón cic. RP 7mm	4,3	Anonizado Amarillo

COMPATIBLE CON

3i®, Certain®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-C01	Análogo	3,4	Natural
HE-C02	Análogo	4,1	Natural
HE-C03	Análogo	5,0	Natural

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-C10	Tornillo M1,6-Ø1,6	3,4 / 4,1 / 5,0	Natural
HE-C10/G	Tornillo M1,6-Ø1,6	3,4 / 4,1 / 5,0	Gold Grip
HE-C10/H	Tornillo M1,6-Ø1,6	3,4 / 4,1 / 5,0	Hard Anonized
HE-C11	Tornillo M1,6-Ø2	3,4 / 4,1 / 5,0	Natural
HE-C11/G	Tornillo M1,6-Ø2	3,4 / 4,1 / 5,0	Gold Grip
HE-C11/H	Tornillo M1,6-Ø2	3,4 / 4,1 / 5,0	Hard Anonized

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-C30	Calcinable rotativo	3,4	Natural
HE-C31	Calcinable antirrotativo	3,4	Natural
HE-C32	Calcinable rotativo	4,1	Natural
HE-C33	Calcinable antirrotativo	4,1	Natural
HE-C34	Calcinable rotativo	5,0	Natural
HE-C35	Calcinable antirrotativo	5,0	Natural

PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-C40	Pilar recto antirrotativo	3,4	Anonizado Magenta
HE-C41	Pilar recto antirrotativo	4,1	Anonizado Azul
HE-C42	Pilar recto antirrotativo	5,0	Anonizado Amarillo
HE-C43	Pilar sobrecolable antirrotativo CrCo	4,1	Natural
HE-C44	Pilar sobrecolable rotativo CrCo	4,1	Natural
HE-C45	Pilar provisional antirrotativo	3,4	Natural
HE-C46	Pilar provisional rotativo	3,4	Natural
HE-C47	Pilar provisional antirrotativo	4,1	Natural
HE-C48	Pilar provisional rotativo	4,1	Natural
HE-C49	Pilar provisional antirrotativo	5,0	Natural
HE-C50	Pilar provisional rotativo	5,1	Natural

conexión interna

COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-C60	Transfer Cubeta Abierta + Tornillo	4,1	Natural

COMPATIBLE CON

Astra®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A01	Análogo 4,5/5,0 Lila	4,5 / 5	Anonizado Lila
HE-A02	Análogo 3,5/4,0 Aqua	3,5 / 4	Anonizado azul
HE-A03	Análogo 20°	3,5/4	Natural
HE-A04	Análogo 45°	3,5/4	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A10	Tornillo M2 (Lila)	4,5 / 5	Anonizado Lila
HE-A10/G	Tornillo M2 (Lila)	4,5 / 5	GoldGrip
HE-A10/H	Tornillo M2 (Lila)	4,5 / 5	Hard Anonized
HE-A11	Tornillo M1,6 (Aqua)	3,5 / 4	Anonizado Azul
HE-A11/G	Tornillo M1,6 (Aqua)	3,5 / 4	GoldGrip
HE-A11/H	Tornillo M1,6 (Aqua)	3,5 / 4	Hard Anonized
HE-A12	Tornillo M1,4 20°/45°	3,5 / 4	Natural
HE-A12/G	Tornillo M1,4 20°/45°	3,5 / 4	GoldGrip
HE-A12/H	Tornillo M1,4 20°/45°	3,5 / 4	Hard Anonized



CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A30	Calcinable rotativo (Lila)	4,5 / 5	Natural
HE-A31	Calcinable antirrotativo (Lila)	4,5 / 5	Natural
HE-A32	Calcinable rotativo (Aqua)	3,5 / 4	Natural
HE-A33	Calcinable antirrotativo (Aqua)	3,5 / 4	Natural
HE-A34	Calcinable 20°	3,5 / 4	Natural
HE-A35	Calcinable 45°	3,5 / 4	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A40	Pilar 20° (Lila) - 0,5mm	4,5 / 5	Natural
HE-A41	Pilar 20° (Lila) - 1mm	4,5 / 5	Natural
HE-A42	Pilar 20° (Lila) - 2mm	4,5 / 5	Natural
HE-A43	Pilar 20° (Lila) - 3mm	4,5 / 5	Natural
HE-A44	Pilar 20° (Lila) - 4mm	4,5 / 5	Natural
HE-A45	Pilar 20° (Aqua) - 0,5mm	3,5 / 4	Natural
HE-A46	Pilar 20° (Aqua) - 1mm	3,5 / 4	Natural
HE-A47	Pilar 20° (Aqua) - 2mm	3,5 / 4	Natural
HE-A48	Pilar 20° (Aqua) - 3mm	3,5 / 4	Natural
HE-A49	Pilar 20° (Aqua) - 4mm	3,5 / 4	Natural
HE-A50	Pilar recto (Aqua)	3,5 / 4	Natural



conexión interna



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A51	Pilar recto (Lila)	4,5 / 5	Natural
HE-A52	Pilar sobrecolable CrCo rotativo	3,5 / 4	Natural
HE-A53	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	3,5 / 4	Natural
HE-A54	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	4,5 / 5	Natural
HE-A55	Pilar provisional 45°	3,5 / 4	Natural
HE-A55/P	Pilar provisional 45°	3,5 / 4	PEEK
HE-A56	Pilar provisional 20°	3,5 / 4	Natural
HE-A56/P	Pilar provisional 20°	3,5 / 4	PEEK



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A60	Transfer Cubeta Cerrada+Tornillo	3,5 / 4	Anonizado azul
HE-A61	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	3,5 / 4	Anonizado azul
HE-A62	Transfer Cubeta Cerrada+Tornillo	4,5 / 5	Anonizado lila
HE-A63	Transfer Cubeta Abierta+Tornillo	4,5 / 5	Anonizado lila



TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-A70	Tapón cicatrización (Lila)-2mm	4,5 / 5	Natural
HE-A71	Tapón cicatrización (Lila)-4mm	4,5 / 5	Natural
HE-A72	Tapón cicatrización (Lila)-6mm	4,5 / 5	Natural
HE-A73	Tapón cicatrización (Lila)-8mm	4,5 / 5	Natural
HE-A74	Tapón cicatrización (Aqua)-2mm	3,5 / 4	Natural
HE-A75	Tapón cicatrización (Aqua)-4mm	3,5 / 4	Natural
HE-A76	Tapón cicatrización (Aqua)-6mm	3,5 / 4	Natural
HE-A77	Tapón cicatrización (Aqua)-8mm	3,5 / 4	Natural

COMPATIBLE CON

Zimmer®, Mis®, Alpha Bio®



ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-Z01	Análogo Ø3,7	3,5	Natural
HE-Z02	Análogo Ø4,1	3,5	Natural
HE-Z03	Análogo Ø4,7	4,5	Natural



TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-Z10	Tornillo M1,8 - 1,25	3,5/4,5	Natural
HE-Z10/G	Tornillo M1,8 - 1,25	3,5/4,5	GoldGrip
HE-Z10/H	Tornillo M1,8 - 1,25	3,5/4,5	Hard Anonized

conexión interna

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-Z30	Calcinable rotativo	3,5	Natural
HE-Z30/C	Calcinable rotativo (corto)	3,5	Natural
HE-Z31	Calcinable antirrotativo	3,5	Natural
HE-Z31/C	Calcinable antirrotativo (corto)	3,5	Natural
HE-Z32	Calcinable rotativo	4,5	Natural
HE-Z33	Calcinable antirrotativo	4,5	Natural



PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-Z40	Pilar recto antirrotativo	3,5	Natural
HE-Z41	Pilar recto rotativo	3,5	Natural
HE-Z42	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	3,5	Natural
HE-Z43	Pilar sobrecolable CrCo rotativo	3,5	Natural
HE-Z44	Pilar provisional antirrotativo	3,5	Natural
HE-Z44/P	Pilar provisional antirrotativo	3,5	PEEK
HE-Z45	Pilar provisional rotativo	3,5	Natural
HE-Z45/P	Pilar provisional rotativo	3,5	PEEK
HE-Z46	Pilar Multi-unit 1 mm. + Tornillo	3,5	Natural
HE-Z47	Pilar Multi-unit 2 mm. + Tornillo	3,5	Natural
HE-Z48	Pilar Multi-unit 3 mm. + Tornillo	3,5	Natural
HE-Z49	Pilar Multi-unit 4 mm. + Tornillo	3,5	Natural
HE-Z50	Pilar Multi-unit 5 mm. + Tornillo	3,5	Natural
HE-Z51	Pilar Multi-Unit Angulado 17° 2 mm.	3,5	Natural
HE-Z52	Pilar Multi-Unit Angulado 17° 3 mm.	3,5	Natural
HE-Z53	Pilar Multi-Unit Angulado 30° 3 mm.	3,5	Natural
HE-Z54	Pilar Multi-Unit Angulado 30° 4 mm.	3,5	Natural



COPING IMPRESIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-Z60	Transfer Cub. Cerr.+Tornillo 1,20	3,5	Anonizado verde
HE-Z61	Transfer Cub. Cerr.+Tornillo 1,25	3,5	Anonizado verde
HE-Z62	Transfer Cub. Abie.+Tornillo 1,25	3,5	Anonizado verde



TAPÓN CICATRIZACIÓN

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-Z70	Tapón cicatrización 2mm	3,5	Natural
HE-Z71	Tapón cicatrización 3mm	3,5	Natural
HE-Z72	Tapón cicatrización 4mm	3,5	Natural
HE-Z73	Tapón cicatrización 5mm	3,5	Natural





COMPATIBLE CON

BTI®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BT01	Análogo	4,1	Anonizado Azul

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BT10	Tornillo M2 - 1,20	4,1	Anonizado Azul
HE-BT10/G	Tornillo M2 - 1,20	4,1	GoldGrip
HE-BT10/H	Tornillo M2 - 1,20	4,1	Hard Anonized

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BT30	Calcinable rotativo	4,1	Natural
HE-BT31	Calcinable antirrotativo	4,1	Natural

PILAR

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-BT40	Pilar provisional antirrotativo	4,1	Natural
HE-BT42	Pilar sobrecolable CrCo antirrotativo	4,1	Natural

COMPATIBLE CON

Sweden&Martina®

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SMI01	Análogo	3,0	Natural
HE-SMI02	Análogo	3,8	Natural
HE-SMI03	Análogo	4,25	Natural

TORNILLO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SMI10	Tornillo M1,8 - 1,20	3,0/3,8	Natural
HE-SMI11	Tornillo M2 - 1,20	4,25	Natural

CALCINABLE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SMI30	Calcinable rotativo	3,0	Natural
HE-SMI31	Calcinable antirrotativo	3,0	Natural
HE-SMI32	Calcinable rotativo	3,8	Natural
HE-SMI33	Calcinable antirrotativo	3,8	Natural
HE-SMI34	Calcinable rotativo	4,25	Natural
HE-SMI35	Calcinable antirrotativo	4,25	Natural

COMPATIBLE CON

Branemark® Nobel Biocare® 3i®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-IB02/A	Interfase antirrotativa	4,1	Anonizado
HE-IB02/R	Interfase rotativa	4,1	Anonizado

COMPATIBLE CON

Straumann®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-IS01/A	Interfase antirrotativa	4,8	Anonizado
HE-IS01/R	Interfase rotativa	4,8	Anonizado



COMPATIBLE CON

Replace Select®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-IR02/A	Interfase antirrotativa	4,3	Anonizado
HE-IR02/R	Interfase rotativa	4,3	Anonizado

COMPATIBLE CON

3i® Certain®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-IC02/A	Interfase antirrotativa	4,1	Anonizado
HE-IC02/R	Interfase rotativa	4,1	Anonizado



COMPATIBLE CON

Astra®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-IA01/A	Interfase antirrotativa	4,5/5,0	Anonizado
HE-IA01/R	Interfase rotativa	4,5/5,0	Anonizado

COMPATIBLE CON

Zimmer® Mis®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-IZ02/A	Interfase antirrotativa	3,5	Anonizado
HE-IZ02/R	Interfase rotativa	3,5	Anonizado

COMPATIBLE CON

MULTIUNIT®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
IM01	Interfase rotativa	4,8	Natural



interfases

CALCINABLES INTERFASE

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-CI01	calcinable interfase ø4,1	4,1	Natural
HE-CI02	calcinable interfase ø4,3	4,3	Natural

DISPONIBLES PILARES LOCALIZADORES PARA LOS SIGUIENTES PROVEEDORES DE SOFTWARE CLAP

EXOCAD:	Directo a implante y sobre interfase
IMETRIC:	Directo a implante y sobre interfase
3SHAPE:	Sobre Interfase
DENTALWINGS:	Sobre Interfase



arandela de oro

COMPATIBLE CON

Todo tipo de conexión que precise tornillos de métrico 2

ARANDELA

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-AR01	Arandela de Oro		Gold



DUALOCK[®]
Overdenture Attachment System



COMPATIBLE CON

Branemark® Nobel Biocare® 3i®



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LB01/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LB01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LB01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LB01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LB01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LB02/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02/6	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02A/1,5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB02A/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LB04/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	5,1/3,4	Nitrurado
HE-LB04/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	5,1/3,4	Nitrurado
HE-LB04/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	5,1/3,4	Nitrurado
HE-LB04/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	5,1/3,4	Nitrurado
HE-LB04/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	5,1/3,4	Nitrurado

COMPATIBLE CON

Klockner®



Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LK01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,2	Nitrurado
HE-LK01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,2	Nitrurado
HE-LK01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,2	Nitrurado
HE-LK01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,2	Nitrurado

COMPATIBLE CON

Straumann®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LS01/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado
HE-LS01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado
HE-LS01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado
HE-LS01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado
HE-LS01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado
HE-LS01A/1,5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado
HE-LS01A/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,8	Nitrurado

COMPATIBLE CON

Replace Select®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LR01/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LR01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LR01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LR01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LR01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LR02/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,3	Nitrurado
HE-LR02/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,3	Nitrurado
HE-LR02/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,3	Nitrurado
HE-LR02/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,3	Nitrurado
HE-LR02/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,3	Nitrurado



COMPATIBLE CON

3i Certain®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LC01/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,4	Nitrurado
HE-LC01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,4	Nitrurado
HE-LC01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,4	Nitrurado
HE-LC01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,4	Nitrurado
HE-LC01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,4	Nitrurado
HE-LC02/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LC02/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LC02/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LC02/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado
HE-LC02/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,1	Nitrurado



COMPATIBLE CON

Astra®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LA01/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5/5	Nitrurado
HE-LA01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5/5	Nitrurado
HE-LA01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5/5	Nitrurado
HE-LA01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5/5	Nitrurado
HE-LA01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5/5	Nitrurado
HE-LA02/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5/4	Nitrurado
HE-LA02/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5/4	Nitrurado
HE-LA02/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5/4	Nitrurado
HE-LA02/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5/4	Nitrurado
HE-LA02/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5/4	Nitrurado

COMPATIBLE CON

Zimmer® Mis®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LZ01/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ01/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ01/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ01/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ01/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ01A/1,5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ01A/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	3,5	Nitrurado
HE-LZ02/1	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado
HE-LZ02/2	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado
HE-LZ02/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado
HE-LZ02/4	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado
HE-LZ02/5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado
HE-LZ02A/1,5	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado
HE-LZ02A/3	Sist. fijación de Prótesis+Set Procesado	4,5	Nitrurado

SET DE PROCESADO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-SP01/P	Set de procesado	Estándar	Peek
HE-SP01/N	Set de procesado	Estándar	Nylon

ANÁLOGO

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LX01	Análogo	Estándar	Natural

PILAR ROSCADO BARRA

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LX02	Pilar roscado barra M2	Estándar	Nitrurado

LLAVES DUALOCK®

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-LD01	Llave torque para pilar	Estándar	Natural
HE-LD02	Llave universal extract/insert	Estándar	Natural





BHS30

Libertad de diseño para protesis atornilladas

Un sistema revolucionario
en implantología dental

Solución Ball Head System

Un revolucionario concepto de conexión atornillada

100% de libertad de angulación

100% de efectividad en la transmisión de torque

Elevadas prestaciones mecánicas

Seguridad, integridad de la cabeza del tornillo

Libertad de diseño

Garantía estética y una mejor función

100% de libertad en diseño de estructuras protésicas

Accesibilidad con máxima simplicidad técnica

Reducción de costes en materiales y tiempo

Sólo una estructura

Transportador BHS

Investigación y desarrollo al servicio del profesional

Transportador individual exclusivo

Seguridad en la manipulación

Comodidad de uso en contacto con las manos

Completa trazabilidad de los tornillos protésicos



COMPATIBILIDADES

Branemark y Osseotite

Replace y Active

Straumann

Zimmer

Astra

Certain





Body			HEAD							BODY 2			
Element			Left Shoulder		Right		Arms		Neck	Left Shoulder		Right	
Positioning (°)			0°-10.0°	10°-2.0°	20°-3.0°	30°-4.0°	40°-5.0°	50°-6.0°	60°-7.0°	0°-10.0°	10°-2.0°	20°-3.0°	30°-4.0°
Apex (cm) and (cm)			0.000000							0.000000			
Scapular & Clavicle													
Scapular & Clavicle													
Cervical	Cervical Lateral Rotation												
	Cervical Medial Rotation												
Cervical	Cervical Lateral Rotation												
	Body (cm)	Anterior											
		Posterior											
Cervical	Cervical Lateral Rotation												
	Body (cm)	Anterior											
		Posterior											

DESTORNILLADOR MANGO CORTO

REF. HE-DS01

CLÍNICA

El kit incluye:

- 1 Mango Clínico
- 1 Mango Corto
- 1 Punta Hexágono Externo 1,20
- 1 Punta Hexágono Externo 1,25
- 1 Punta Hexágono Externo 1,70
- 1 Punta Hexágono 1,27
- 1 Punta Cruciforme
- 1 Punta Unigrip
- 1 Punta Torx
- 1 Punta Plana

DESTORNILLADOR MANGO LARGO

REF. HE-DS02

LABORATORIO

El kit incluye:

- 1 Mango Largo
- 1 Mango Corto
- 1 Punta Hexágono Externo 1,20
- 1 Punta Hexágono Externo 1,25
- 1 Punta Hexágono Externo 1,70
- 1 Punta Hexágono 1,27
- 1 Punta Cruciforme
- 1 Punta Unigrip
- 1 Punta Torx
- 1 Punta Plana



Llave dinamométrica

REF. HE-DC01



El kit incluye:

- 1 Llave Dinamométrica
- 1 Adaptador
- 1 Mango Corto
- 1 Punta Hexágono Externo 1,20
- 1 Punta Hexágono Externo 1,25
- 1 Punta Hexágono Externo 1,70
- 1 Punta Hexagonal 1,27
- 1 Punta Unigrip
- 1 Punta Tubo Multiunit




MANGOS

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-D01	Mango laboratorio largo	64 mm.	Natural
HE-D02	Mango laboratorio corto	20 mm.	Natural
HE-D03	Mango clínico	16 mm.	Natural

PUNTAS

Referencia	Denominación	Plataforma	Acabado
HE-P01	Punta dest. 1,20 corta	20 mm.	Natural
HE-P02	Punta dest. 1,20 mediana	25 mm.	Natural
HE-P03	Punta dest. 1,20 larga	35 mm.	Natural
HE-P04	Punta dest. 1,25 corta	20 mm.	Natural
HE-P05	Punta dest. 1,25 mediana	25 mm.	Natural
HE-P06	Punta dest. 1,25 larga	35 mm.	Natural
HE-P07	Punta dest. 1,27 corta	20 mm.	Natural
HE-P08	Punta dest. 1,27 mediana	25 mm.	Natural
HE-P09	Punta dest. 1,27 larga	35 mm.	Natural
HE-P10	Punta dest. 1,30 corta	20 mm.	Natural
HE-P11	Punta dest. 1,30 mediana	25 mm.	Natural
HE-P12	Punta dest. 1,30 larga	35 mm.	Natural
HE-P13	Punta dest. 1,70 corta	20 mm.	Natural
HE-P14	Punta dest. 1,70 mediana	25 mm.	Natural
HE-P15	Punta dest. 1,70 larga	35 mm.	Natural
HE-P16	Punta dest. Unigrip corta	20 mm.	Natural
HE-P17	Punta dest. Unigrip mediana	25 mm.	Natural
HE-P18	Punta dest. Unigrip larga	35 mm.	Natural
HE-P19	Punta dest. Torx 6 corta	20 mm.	Natural
HE-P20	Punta dest. Torx 6 mediana	25 mm.	Natural
HE-P21	Punta dest. Torx 6 larga	35 mm.	Natural
HE-P22	Punta dest. Cuadrada corta	20 mm.	Natural
HE-P23	Punta dest. Cuadrada mediana	25 mm.	Natural
HE-P24	Punta dest. Cuadrada larga	35 mm.	Natural
HE-P25	Punta dest. Cruz corta	20 mm.	Natural
HE-P26	Punta dest. Cruz mediana	25 mm.	Natural
HE-P27	Punta dest. Cruz larga	35 mm.	Natural
HE-P28	Punta dest. Plano corta	20 mm.	Natural
HE-P29	Punta dest. Plano mediana	25 mm.	Natural
HE-P30	Punta dest. Plano larga	35 mm.	Natural
HE-P31	Punta dest. 0,90 corta	20 mm.	Natural
HE-P32	Punta dest. 0,90 mediana	25 mm.	Natural
HE-P33	Punta dest. tubo Multi-unit	25 mm.	Natural
HE-P34	Punta sist. anclaje	25 mm.	Natural

* También disponibles puntas de destornillador en acabado GoldGrip



MOTYL

DISCOS
ABRASIVOS

- Discos abrasivos altamente eficientes, fuertes y flexibles.
- Reforzamiento de doble malla de fibra de vidrio.
- No causa calentamiento del material procesado, ni carga excesiva de la herramienta.

DISCOS ABRASIVOS DE DIAMANTE PARA PORCELANA Y CIRCONIO

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	20/0,2 BF	20 ($\pm 0,5$)	0,2 ($\pm 0,05$)	50000
	20/0,3 BF	20 ($\pm 0,5$)	0,3 ($\pm 0,05$)	50000

DISCOS ABRASIVOS PARA METALES, ALEACIONES Y METALES NOBLES Y PLÁSTICO

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	22/0,2 BF	22 ($\pm 0,5$)	0,2 ($\pm 0,05$)	50000

DISCOS ABRASIVOS PARA METALES, ALEACIONES Y METALES NOBLES Y PLÁSTICO


	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	22/0,2+ BF	22 ($\pm 0,5$)	0,25 ($\pm 0,05$)	50000

DISCOS ABRASIVOS PARA METALES, ALEACIONES Y METALES NOBLES Y PLÁSTICO

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	22/0,3 BF	22 ($\pm 0,5$)	0,3 ($\pm 0,05$)	50000


DISCOS ABRASIVOS

PARA METALES, ALEACIONES Y METALES NOBLES

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	40/0,4 BF	39 ($\pm 0,5$)	0,4 ($\pm 0,05$)	38000

DISCOS ABRASIVOS

PARA METALES Y ALEACIONES

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	22/0,5 BF	22 ($\pm 0,5$)	0,5 ($\pm 0,05$)	50000
	40/0,5 BF	39 ($\pm 0,5$)	0,5 ($\pm 0,05$)	38000


DISCOS ABRASIVOS

PARA METALES Y ALEACIONES

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	40/0,7 BF	39 ($\pm 0,5$)	0,7 ($\pm 0,05$)	38000


DISCOS ABRASIVOS

PARA METALES Y ALEACIONES

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	26/1 BF	26 ($\pm$ 0,5)	1 ($\pm$ 0,05)	50000
	40/1 BF	39 ($\pm$ 0,5)	1 ($\pm$ 0,05)	38000



DISCOS ABRASIVOS

PARA METALES Y ALEACIONES

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	22/1 H BF	22 ($\pm$ 0,5)	1 ($\pm$ 0,05)	50000
	40/1 H BF	39 ($\pm$ 0,5)	1 ($\pm$ 0,05)	38000

DISCOS ABRASIVOS

PARA METALES Y ALEACIONES, TITANIO Y PLÁSTICO

	Referencia	Diámetro externo en mm	Grosor en mm	Número máximo de rotaciones RPM (por min.)
	26/0,4 BF	26 ($\pm$ 0,5)	0,4 ($\pm$ 0,05)	50000
	26/0,6 BF	26 ($\pm$ 0,5)	0,6 ($\pm$ 0,05)	50000

CONTACTO

Si precisa cualquier tipo de información acerca de nuestros productos, precios u ofertas puede contactar con nosotros por las siguientes vías:

- A través de su delegado de zona
- Correo electrónico info@hetecden.es
- Oficinas Centrales 922 08 36 37 (de 09,00 a 19,00 horas)
- Delegación Barcelona 930 134 734

PEDIDOS

- A través de su delegado de zona
- Correo electrónico pedidos@hetecden.es
- Oficinas Centrales 922 083 637
- Delegación Barcelona 930 134 734

ENVÍOS

Los pedidos se remitirán por mensajería en un plazo de entrega de 24 horas laborables (pedidos recibidos antes de las 17.00 horas).

Portes gratuitos para pedidos de importe superior a 150€.

En caso de producirse alguna incidencia con el pedido efectuado, se comunicará al cliente inmediatamente desde nuestras oficinas centrales.

DEVOLUCIONES

El plazo máximo de devolución de producto es de 15 días a partir de la fecha de recepción del mismo. No se admitirán devoluciones de producto sin embalaje original y en perfecto estado, sin manipulación.

emexact®

DUALOCK®
Overdenture Attachment System

 **Ball Head System**
eficiente y cómodo en su funcionamiento



MOTYL



Tecnología Dental